


• Для качественного и количественного элементного анализа. Для картирования элементов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СПЕКТРОМЕТР **LAB CENTER XRF-1800**




Прекрасная чувствительность к лёгким элементам и великолепное разрешение линий редкоземельных металлов. Идеальное средство для анализа неоднородных объектов.



Образец представляет собой руду редкоземельных металлов Бастназит. Красным кругом отмечен анализируемый участок диаметром 30 мм с картированием. La и Ce имеют одинаковую концентрацию, а Ba и Ca распределены по образцу неравномерно; это означает, что образец содержит по крайней мере три разных минерала.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Электроника и магнитные материалы
- Химическая промышленность
- Нефтяная, нефтехимическая и угольная промышленность
- Силикатные материалы (цементы, стёкла, керамика, горные породы)
- Чёрная и цветная металлургия
- Машиностроение
- Объекты окружающей среды
- Сельское хозяйство и пищевая промышленность
- Академическая наука



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Качественный и количественный анализ в диапазоне от Be до U за 2,5 минуты
- Картирование распределения элементов с шагом 250 мкм
- Локальный анализ в точке Ø 500 мкм с помощью микроколлиматоров и встроенной цифровой камеры
- Качественный и количественный анализ с применением линий высших порядков (патент)
- Определение толщины и элементного состава плёнок органической природы методом фундаментальных параметров с использованием линий Комптоновского рассеяния (патент), определение толщины и элементного состава неорганических покрытий
- Уникальная система пробоподачи образца

Результаты количественного анализа

Компонент	Содержание (%)	
	Участок 1	Участок 2
SiO ₂	1,526	24,648
Al ₂ O ₃	0,451	0,215
Fe ₂ O ₃	0,797	2,540
MnO	—	0,461
MgO	0,653	6,369
CaO	0,456	29,079
Na ₂ O	0,672	—
K ₂ O	0,125	0,066
P ₂ O ₅	—	0,626
SO ₃	40,242	10,237
BaO	36,417	14,712
SrO	18,257	7,194
La ₂ O ₃	—	0,947
CeO ₂	—	2,615

Технические характеристики

Диапазон определяемых элементов От бериллия по уран, базовая комплектация от кислорода по уран

Рентгеновский генератор

Трубка	Rh-анод с тонким торцевым окном, мощность 4 кВт
Параметры	60 кВ, 140 мА
Система охлаждения	Двойной контур, внутренний замкнутый для охлаждения анода, внешний открытый/замкнутый. Рециркулятор воды (опция)

Спектрометр

Облучение образца	Сверху; образец вращается со скоростью 60 об/мин
Система ввода образца	Маятникового типа, без динамических нагрузок
Автосамплер	8 позиций, 40-позиционный (опция)
Держатели образцов	7 для массивных образцов, один для локального анализа
Размер образца	51 мм в диаметре, высота 38 мм
Первичные фильтры	Автоматическая смена Al/Ti/Ni/Zr/без фильтра
Апертуры	Автоматическая смена 5 типов: 500 мкм; 3, 10, 20, 30 мм
Локальный анализ	0,5 мм диаметр, цифровая камера для контроля области анализа (опция)
Первичные щели	Автоматическая смена 3-х типов: стандартная, с высоким разрешением, с высокой чувствительностью
Аттенюатор	Автоматическое включение/выключение
Сменщик кристаллов	Автоматическая смена 10 кристаллов в двух направлениях
Кристаллы-анализаторы	LiF (200), PET, Ge, TAP стандартные; LiF (220), SX-52, SX-1, SX-14, SX-88, SX-98, SX-76, SX-410 опции
Детекторы	Сцинтилляционный счётчик (SC) для тяжёлых элементов, проточный пропорциональный счётчик (FPC) для лёгких элементов
Система подачи газа для FPC	Электронный контроль плотности; потребление газа 5 см ³ /мин
Контроль степени разрежения	Стабилизатор вакуума
Атмосфера анализа	Воздух/вакуум и рование; предварительное вакуумирование с двумя скоростями; система напуска гелия/азота (опция)

Программное обеспечение

Локальный анализ	Количественный анализ в точке, картирование с шагом 250 мкм, распределение по интенсивностям/концентрациям
Количественный анализ	Метод фундаментальных параметров (ФП) Метод фоновых ФП для расчёта толщины и состава плёнок Метод калибровочных кривых Матричная коррекция (5 методов) Расчет коэффициентов матричной коррекции методом SFP Измерение интенсивностей пиков и интегральных интенсивностей Программа сопоставления состава по библиотекам пользователя
Качественный анализ	Измерение линий высших порядков Автоматический контроль чувствительности Сглаживание, коррекция фона, поиск пиков и их автоматическая идентификация, разделение пиков, расчёт фона по 16 точкам Редактирование пиков (добавление/вычитание, маркировка, листинг вероятных элементов для неизвестных пиков), наложение до 8 спектров, изменение шкалы измерений (угол 2 θ , длина волны, энергия, линейный и логарифмический масштабы интенсивности излучения)
Отчётность	Дневной доклад, месячный доклад, статистическая обработка, передача данных по сети
Обслуживание	Непрерывный мониторинг системы



WWW.SHIMADZU.COM • WWW.SHIMADZU.EU • WWW.SHIMADZU.RU

Shimadzu Europa GmbH

Albert-Hahn-Str. 6-10, D-47269, Duisburg, Germany
tel: +49 203 76870, fax: +49 203 7687 271

Представительства в России:

Москва

119049, 4-й Добрынинский пер., 8, БЦ «Добрыня», оф. С13-01
Тел.: (495) 989-13-17, факс: (495) 989-13-19; E-mail: smo@shimadzu.ru

Санкт-Петербург

190000, наб.р. Мойки, 58, БЦ «Мариинский», оф. 302
Тел./факс: (812) 325-72-61, 320-86-91; E-mail: spo@shimadzu.ru

Владивосток

690091, ул. Адмирала Фокина, 20, оф. 404, 4 этаж
Тел.: (423) 243-12-32, факс: (423) 243-12-23; E-mail: svl@shimadzu.ru

Дистрибьютор Шимадзу

